



SLIP AIR COMFORT

Attends Slip Air Comfort sind ein Sortiment von saugfähigen Slips für starke Harn- und/oder Stuhlinkontinenz mit speziellen Saugkanälen für schnelle Flüssigkeitsaufnahme und Trockenheit.




Erhältliche Saugstärken:



Saugkern mit Superabsorber und Aufnahmeschicht für Auslaufschutz, Trockenheit und Geruchsbindung.

Textilähnliche, atmungsaktive Außenseite für mehr Luftzirkulation und Tragekomfort.

Nässeindikator zeigt an, wann das Produkt gewechselt werden muss.



Elastisches Rückenbündchen für gute Passform.*

Wiederverschließbares Verschluss-System mit 4 Klebestreifen hält das Produkt sicher am Körper.

Spezielle Saugkanäle für schnelle Flüssigkeitsaufnahme und Trockenheit.*



Spezielle Saugkanäle für schnelle Trockenheit



Quick-Dry für schnelle Flüssigkeitsaufnahme und Trockenheit



Aktivzone extra Saugfähigkeit im Schrittbereich



Geruchsbindung schützt vor unangenehmen Gerüchen



100% atmungsaktiv für Rundum-Tragekomfort



Hautfreundlicher pH-Wert in der Aktivzone hilft die Haut zu schützen**

Mehr Informationen auf www.attends.de

 Attends SLIP AIR COMFORT		Bauch-/ Hüftumfang in cm	Stückzahl Packung Karton	GTIN (7332152) Packung Karton	PZN Packung Karton	Saugleistung nach MDS in g	Hilfsmittel- Positions-Nr.
Saugstärke	Größe						
8 	S	50-85	21 4 x 21	213605 213612	19384813 19384836	733	15.25.31.1049
	M	80-110	30 4 x 30	213629 213636	19384842 19384859	830	15.25.31.4102
	L	100-150	30 4 x 30	213643 213650	19384865 19384871	1069	15.25.31.8385
	XL	150-175	20 3 x 20	213582 213599	19384888 19384902	1078	15.25.31.8386
9 	XS	40-70	32 4 x 32	213667 213674	19384919 19384925	781	15.25.31.3063
	S	50-85	21 4 x 21	213681 213698	19384954 19384960	1002	15.25.31.7166
	M	80-110	28 4 x 28	213704 213711	19384977 19384983	1059	15.25.31.7167
	L	100-150	28 4 x 28	213728 213735	19385008 19385014	1135	15.25.31.8387
	XL	150-175	20 3 x 20	213568 213575	19385043 19385066	1440	15.25.31.8388
10 	S	50-85	21 4 x 21	213742 213759	19385072 19385089	1085	15.25.31.7168
	M	80-110	26 4 x 26	213766 213773	19385095 19385103	1299	15.25.31.7169
	L	100-150	26 3 x 26	213780 213797	19385126 19385132	1516	15.25.31.8389
	XL	150-175	15 4 x 15	213803 213810	19385149 19385155	1807	15.25.31.8390



Hautverträglichkeit bestätigt von SGS proderm GmbH, Institut für dermatologische Forschung und Prüfung. Getestet im Auftrag von Attends

Zweischicht-Saugkern besteht aus superabsorbierenden Polymeren (SAP) und Flockenzellstoff plus Aufnahmeschicht.

Rückseite besteht aus Polypropylen-Vlies und einer weiteren atmungsaktiven Polypropylen-Schicht

Hautnahe Innenschicht
Vlies

Latexfrei



Attends Healthcare AB
Järnväggsgatan 4
SE-57833 Aneby
Sweden



Bei Attends übernehmen wir Verantwortung für den Einzelnen, für die Gesellschaft und für unsere Erde.



Für die Herstellung der Produkte werden erneuerbare Energien eingesetzt und zertifizierte Projekte zur Emissionsreduzierung gefördert. ⁽¹⁾



Die Produkte tragen das anerkannte Nordic Swan Ökolabel. ⁽²⁾



Die Verpackungen enthalten mindestens 30% recycelten Kunststoff.



Das Holz für unseren Zellstoff stammt aus kontrolliert nachhaltiger Forstwirtschaft.



Die Produkte sind zertifiziert und damit streng schadstoffgeprüft.

⁽¹⁾ Außer Größen XS, S, und XL

⁽²⁾ Außer Größen S und XL