

Glyco-SID®

Blockermedium für Blasenkatheter, steril

Produktinformation



MEDIZINPRODUKT Klasse Is

Fertigspritze mit 10 ml wässriger Glycerin-Lösung als Blockermedium zur Befüllung des Ballons von Blasenkathetern

Graduierung 0,2 ml

Nicht einzusetzen

- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Glycerin und eingesetztes Spritzen-Material
- zu Injektionszwecken

PRODUKTBESCHREIBUNG

Materialzusammensetzung

| | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Fertigspritze: | |
| Spritzenkörper | Polypropylen (PP) |
| Spritzenkolben | Polypropylen (PP) |
| Kolbenstop | Polyethylen (PE) |
| Konnektor | Polypropylen (PP) |
| Schutzkappe | Polyethylen (PE) |
| 2. Glycerin-Lösung: | |
| Glycerin | (10%) |
| Aqua destillata | (90%) |

Sterilisationsverfahren

γ -Strahlensterilisation

Haltbarkeit

3 Jahre

Lagerung

+5°C bis +30°C, trocken und lichtgeschützt

Einmalprodukt

Nicht wiederverwendbar

Nicht resterilisierbar

Frei von Naturkautschuklatex

PIB_623002 Glyco-SID®_Rev0_11 2020

Seite 1 von 2

ASID BONZ GmbH

A Subsidiary of Medi-Globe®

Geschäftsführer

Elke von Brand

Marko Rudnicki

Martin Lehner

Handelsregister

Amtsgericht Stuttgart

HRB 245104

USt-IdNr. DE201456894

Anschrift

Hertzstraße 3

71083 Herrenberg

Tel.: (0 70 32) 95 62-0

Fax: (0 70 32) 95 62-58

E-Mail: info@asid-bonz.de

Bankverbindung

HypoVereinsbank

IBAN: DE44 7112 0077 0021 9404 96

BIC: HYVEDEMM448

BESTELLINFORMATION

| REF | Name | Inhalt [ml] | Graduierung [ml] | VE [ST] |
|--------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|
| 623002 | Glyco-SID Fertigspritze mit wässriger Glycerin-Lösung | 10 | 0,2 | 10 |

ASID BONZ GmbH

A Subsidiary of Medi-Globe®
Geschäftsführer
Elke von Brand
Marko Rudnicki
Martin Lehner

Handelsregister

Amtsgericht Stuttgart
HRB 245104
UST-IdNr. DE201456894

Anschrift

Hertzstraße 3
71083 Herrenberg
Tel.: (0 70 32) 95 62-0
Fax: (0 70 32) 95 62-58
E-Mail: info@asid-bonz.de

Bankverbindung

HypoVereinsbank
IBAN: DE44 7112 0077 0021 9404 96
BIC: HYVEDEMM448