


Vlies-Einwegkittel

Schutzkittel, unsteril

Produktinformation



MEDIZINPRODUKT Klasse I

Vlies-Einwegkittel für Pflegepersonal und Besucher, mit Strickbündchen und Bindegürtel
Front und Armbereich flüssigkeitsabweisend

Nicht geeignet für

- den Umgang mit Gefahrstoffen

Gewährt gem. EN 14126 Schutz vor Durchdringung von biologisch kontaminierten Flüssigkeiten sowie den Schutz der Haut und des Trägers vor möglichem Kontakt mit biologischen Stoffen

EN 14126 umfasst folgende Tests für das Material der Schutzbekleidung

- ISO 16603 Widerstand gegen Durchdringung von Blut und Körperflüssigkeiten
- ISO 16604 Widerstand gegen Durchdringung von Krankheitskeimen, die durch Blut übertragen werden
- ISO 22610 Widerstand gegen Keimdurchtritt im feuchten Zustand
- ISO/DIS 22611 Widerstand gegen Bio-Aerosole
- ISO 22612 Widerstand gegen kontaminierten Staub

PRODUKTBESCHREIBUNG

Materialzusammensetzung

Basismaterial: Polypropylen (PP)

Laminierung: Polyethylen (PE)

Unsteril

Haltbarkeit

5 Jahre

Lagerung

+5°C bis +38°C, trocken und lichtgeschützt

PIB_760510-N 760520-N Vlies-Einwegkittel gelb_Rev0_01 2021

Seite 1 von 2

ASID BONZ GmbH

A Subsidiary of Medi-Globe®

Geschäftsführer

Elke von Brand

Martin Lehner

Marko Rudnicki

Handelsregister

Amtsgericht Stuttgart

HRB 245104

USt-IdNr. DE201456894

Anschrift

Hertzstraße 3

71083 Herrenberg

Tel.: (0 70 32) 95 62-0

Fax: (0 70 32) 95 62-58

E-Mail: info@asid-bonz.de

Bankverbindung

HypoVereinsbank

IBAN: DE44 7112 0077 0021 9404 96

BIC: HYVEDEMM448

Einmalprodukt
Nicht wiederverwendbar
Frei von Naturkautschuklatex
DEHP- und PHT-frei

BESTELLINFORMATION

REF	Name	Farbe	GSM [g/qm]	Länge x Breite [cm]	Merkmal	VE [ST]
760510-N	Vlies-Einwegkittel	Gelb	41	130 x 140	Strick- Bündchen	10 x 10
760520-N	Vlies-Einwegkittel	Gelb	41	130 x 160	Strick- Bündchen	10 x 10

ASID BONZ GmbH

A Subsidiary of Medi-Globe®
Geschäftsführer
Elke von Brand
Martin Lehner
Marko Rudnicki

Handelsregister

Amtsgericht Stuttgart
HRB 245104
USt-IdNr. DE201456894

Anschrift

Hertzstraße 3
71083 Herrenberg
Tel.: (0 70 32) 95 62-0
Fax: (0 70 32) 95 62-58
E-Mail: info@asid-bonz.de

Bankverbindung

HypoVereinsbank
IBAN: DE44 7112 0077 0021 9404 96
BIC: HYVEDEMM448