

Dahlhausen Besucherkittel, blau

REF	75.590.00.008
VE:	1 Stück
VSE:	50 Stück

Beschreibung

Blauer Besucherkittel mit Strickbündchen und Klettverschluss am Hals für Besucher im Krankenhaus.

Der Kittel ist hinten offen und über der Taille zu binden.

Länge:	144 cm	Breite:	160 cm
Armlänge:	58 cm	Gewicht:	40 g/m ²
Gürtellänge:	240 cm		

Materialzusammensetzung

Produkt

Kittel:	Polypropylen,
Gummizug:	Polypropylen (latexfrei)

Verpackung

Beutel:	Polyethylen
Umkarton:	Wellpappe

75.590.00.008
QM/Rev.-Nr. 00/05.10.2009
QM/Rev.-Nr. 01/17.07.2014