

Dahlhausen Geschlossenes Urindrainagesystem

REF	53.712.06.095
VE:	20 Stück
VSE:	20 Stück

Beschreibung

Das geschlossene Urindrainagesystem (2000 ml) verfügt über eine Probeentnahmestelle mit einem Belüftungsansatz, die eine Entnahme mittels Luer-Lock Ansatz einer Spritze ermöglicht, einer Sicherheitstopfkammer (Pasteur'sche Tropfkammer) die das Aufsteigen von Bakterien aus dem Beutel zurück in den Schlauch (120 cm) verhindert, einer Klammer, einer Rücklaufsperrung und einem bakterienundichten BelüftungsfILTER sowie einer Ablassvorrichtung, die nach dem Ablassen in eine Schlauchhalterung eingesetzt wird.

Zur Befestigung des Beutels gibt es einen Aufhänger für diverse Bettrahmen sowie eine Kordel mit Haken. Der Schlauch des Beutels kann mittels einer Klammer am Bett befestigt werden.

Materialzusammensetzung

Produkt

Hauptbestandteile: PP, PVC (DEHP), Silicone, PE, ABS

Verpackung

Einzelverpackung: Verbundfolie PA/PE

Box: Wellpappe

Karton: Wellpappe

Sterilisation

EO-Gas

53.712.06.095
QM/Rev.-Nr. 00 / 10.10.2007
QM/Rev.- Nr. 01/18.06.2009
QM/Rev.-Nr. 02 / 29.07.2015
QM/Rev.-Nr. 03/ 11.08.2015
QM/Rev.-Nr. 04/17.08.2016