

Vlies-Einwegkittel

Schutzkittel, unsteril

Produktinformation



MEDIZINPRODUKT Klasse I

Vlies-Einwegkittel für Pflegepersonal, Patienten und Besucher mit Bindegürtel und -bändern

Nicht geeignet für

- den Umgang mit Gefahrstoffen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Materialzusammensetzung

Polypropylen (PP)

Unsteril

Haltbarkeit

5 Jahre

REF 761050 3 Jahre

Lagerung

+5°C bis +30°C, trocken und lichtgeschützt

Einmalprodukt

Nicht wiederverwendbar

Nicht resterilisierbar

Latex-, PHT- und DEHP-frei

ASID BONZ GmbH

A Subsidiary of Medi-Globe®

Geschäftsführer

Marko Rudnicki

Martin Lehner

Handelsregister

Amtsgericht Stuttgart

HRB 245104

USt-IdNr. DE201456894

Anschrift

Hertzstraße 3

71083 Herrenberg

Tel.: (0 70 32) 95 62-0

Fax: (0 70 32) 95 62-58

E-Mail: info@asid-bonz.de

Bankverbindung

HypoVereinsbank

IBAN: DE44 7112 0077 0021 9404 96

BIC: HYVEDEMM448

BESTELLINFORMATION

| REF | Name | Farbe | GSM [g/qm] | Länge x Breite [cm] | Merkmal | VE [ST] |
|--------|--------------------|------------|------------|---------------------|----------------|---------|
| 761010 | Vlies-Einwegkittel | Grün | 30 | 120 x 140 | Bündchen | 10 x 10 |
| 761020 | Vlies-Einwegkittel | Blau | 30 | 125 x 155 | Bündchen | 10 x 10 |
| 761040 | Vlies-Einwegkittel | Grün | 30 | 130 x 160 | Strickbündchen | 10 x 10 |
| 761045 | Vlies-Einwegkittel | Blau | 30 | 120 x 140 | Strickbündchen | 10 x 10 |
| 761050 | Vlies-Einwegkittel | Dunkelgrün | 43 | 125 x 145 | Strickbündchen | 10 x 50 |
| 761060 | Vlies-Einwegkittel | Weiß | 30 | 120 x 140 | Bündchen | 10 x 10 |
| 761070 | Vlies-Einwegkittel | Dunkelgrün | 24 | 140 x 160 | Strickbündchen | 10 x 10 |

ASID BONZ GmbH

 A Subsidiary of Medi-Globe®
Geschäftsführer
 Marko Rudnicki
 Martin Lehner

Handelsregister

 Amtsgericht Stuttgart
 HRB 245104
 USt-IdNr. DE201456894

Anschrift

 Hertzstraße 3
 71083 Herrenberg
 Tel.: (0 70 32) 95 62-0
 Fax: (0 70 32) 95 62-58
 E-Mail: info@asid-bonz.de

Bankverbindung

 HypoVereinsbank
 IBAN: DE44 7112 0077 0021 9404 96
 BIC: HYVEDEMM448