

## Technisches Datenblatt

**Bezeichnung** NUNF Untersuchungshandschuhe ProLine® aus Nitril, ungepudert, unsteril

Größen REF	S NUNF 20	M NUNF 30	L NUNF 40	XL NUNF 50
---------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Hersteller: ASID BONZ GmbH, D-71083 Herrenberg

Bestimmungsgemäße Verwendung: Zur Verwendung im Krankenhaus und ähnlichen Institutionen für medizinische Untersuchungen sowie diagnostische und therapeutische Zwecke, um Patienten und Anwender vor einer wechselseitigen Kontamination zu schützen.

Produktausstattung/-beschreibung:

- Beidhändig tragbar
- Mit Rollrand
- Frei von allergenen Proteinen
- Frei von Akzeleratoren
- Handschuhstärke:
  - Stulpe: 0.06 mm +/- 0.01 mm
  - Handfläche: 0.08 mm +/- 0.02 mm
  - Finger: 0.11 mm +/- 0.02 mm

Material: Nitril

Haltbarkeit: 3 Jahre

Einmalprodukt: Ja

Sterilität, ggf. Sterilisationsverfahren: Nein

Produktklasse nach MDD: I

AQL-Level: 1,5

Konformität: ISO 9001:2000

Konformität mit EN 455 Teil 1-3: Ja  
Konformität mit EN 374 Teil 2-3: Ja

Verpackung: 100 Handschuhe im Spenderkarton  
10 Spenderkartons pro Transportkarton

Lagerung: Zwischen + 5 und + 30 °C  
Lichtgeschützt, sauber, trocken und kühl lagern