

CARE FLOW UB 1000 Urindrainagesysteme Beinbeutelsysteme für den Tag & die Nacht



Drainagesystem, 1.000 ml

- ✓ Geschlossenes Urindrainagesystem.
- ✓ Die bakterien- und flüssigkeitsdichten Belüftungsfiter sorgen für einen permanenten Druckausgleich. Dadurch wird eine optimale Drainage in den Systemen erzielt.
- ✓ Eine Rückstecklasche garantiert eine sichere und hygienische Positionierung des Ablasshahns.
- ✓ T-Ablasshahn.
- ✓ Urinentnahmestelle.
- ✓ Übersichtliche Skalierung.



Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	HMN
1.000 ml	30 cm	04/03/1000/30/GHC	06718885	15.25.07.1012
1.000 ml	60 cm	04/03/1000/60/GHC	06718891	15.25.07.1013
1.000 ml	90 cm	04/03/1000/90/GHC	06718916	15.25.07.1014

48



Stufenkonnektor

Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



Vliesbeschichtung

Die Rückseite des Beinbeutels ist mit einem schweißaufsaugenden Vlies beschichtet. Dies beugt Hautreizungen wirksam vor und erhöht somit den Tragekomfort für den Anwender.



Tropfkammer

Ein Rücklaufventil unterteilt die Tropfkammer und verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin. Somit wird hochwirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.



Ablasshahn

Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Verschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

Verpackungseinheit: 30 Stück

Verpackung: steril

Halterungen für Beinbeutel Seite 54-58.

Abbildungen können vom Original abweichen