



Artikelnummer 1000027525

anatomisch geformte Einlage, ABENA San Basic, 10, Blauer Farbcode

- ✓ Textilähnliche Rückseite: Angenehm zu tragen und diskret
- ✓ Auslaufbarrieren für einen optimalen Auslaufschutz
- ✓ Effiziente Saugkerntechnologie für schnelle Flüssigkeitsaufnahme
- ✓ Anatomisch geformt für eine bessere Passform
- ✓ Nässeindikator
- ✓ Geruchskontrollsystem zur Minimierung unangenehmer Gerüche.



Produktbeschreibung

Abena San Basic ist unser Sortiment an anatomisch geformten Einlagen mit textilähnlicher, atmungsaktiver Rückseite, die diskreten Schutz und Komfort bei mittlerer bis schwerer Inkontinenz bieten. Die anatomisch geformten Einlagen haben eine hervorragende Passform, die eine freie Bewegung ermöglicht. Der effektive Saugkern sorgt für eine schnelle Flüssigkeitsaufnahme und eine trockene Oberfläche, auch nach wiederholtem Urinieren. Alle Produkte sind mit einem Auslaufschutz für zusätzliche Sicherheit ausgestattet und besitzen ein Geruchskontrollsystem zur Minimierung unangenehmer Gerüche. Der Nässeindikator färbt sich blau, wenn das Produkt nass ist, und zeigt so den richtigen Zeitpunkt für den Produktwechsel an.



Produktspezifikationen

Produktbezeichnung	Anatomisch geformte Einlage
Marke	ABENA
Produktserie	San Basic
Größe	10
Farbe	Weiß
Besonderheiten	Blauer Farbcode
Material	ECF-Fluff, PE, atmungsaktives, textilähnliches Material (BTBS), Elastan, Vliesstoff, PP, Harz, SAP
Länge/Tiefe	730 mm
Breite	370 mm
Saugstärke Rothwell	2700 ml
Zertifizierungen	CE, MD.
CE-Klasse	Klasse I
PZN Packung	19689429
PZN Karton	19689553
Haltbarkeit	5 Jahre

Anwendungshinweis

Anatomisch geformte Einlagen für mittlere bis schwere Inkontinenz. ABENA San Basic Produkte sind für fast alle Personen geeignet, da die Körperform keine Rolle spielt. Schließlich wird das Produkt nur im Intimbereich und nicht um Bauch und Hüften herum getragen. Das Sortiment verfügt über ein nummeriertes und farbcodiertes System zur einfachen Unterscheidung zwischen verschiedenen Größen und Saugstärken. ABENA San Basic sollte immer mit spezieller Fixierunterwäsche, wie z.B. unseren ABENA Fix Produkten, verwendet werden. Die Fixierhosen sorgen dafür, dass die Einlage dicht am Körper gehalten wird und verringern das Risiko des Auslaufens. Ziehen Sie die Fixierhose bis zur Mitte der Beine hoch. Falten Sie die Einlage der Länge nach so, dass eine Schalenform entsteht, deren Rückseite nach außen zeigt. Führen Sie die Einlage von vorne nach hinten zwischen den Beinen hindurch. Positionieren Sie das obere Ende der Einlage am Steißbein. Breiten Sie die Einlage hinten aus, sodass sich zwischen den Beinen eine

Schüsselform bildet. Prüfen Sie mit dem Feuchtigkeitsanzeiger, ob das Produkt genau in der Mitte positioniert ist. Breiten Sie die Einlage vorn aus. Ziehen Sie die Fixierhosen nach oben in Position.

Verpackungsinformationen

Einheit	Inhalt	Länge	Breite	Höhe	EAN
Kart	80 Stck	60 cm	40 cm	45.2 cm	5703538509346
pckg	20 Stck	32.5 cm	20 cm	29.5 cm	5703538509339
Stck	1 Stck				



Produkte, die mit MD gekennzeichnet sind, gelten als Medizinprodukte.



Das CE-Zeichen garantiert, dass ein Produkt sicher im Gebrauch ist und allen Sicherheitsvorkehrungen entspricht. CE steht für „Conformité Européenne“ (Europäische Konformität) und ist hauptsächlich auf elektronischen Geräten, Sicherheitsausrüstung, Bauprodukten und medizinischen Produkten und Geräten zu finden.



Die Neutralisierung von Gerüchen ist ein entscheidender Faktor, um eine diskrete Anwendung sicherzustellen. Die Inkontinenzprodukte von ABENA zeichnen sich durch eine minimale Geruchsentwicklung aus.



Wirksame, sichtbare und unsichtbare Auslaufbarrieren und latexfreie Bündchen sorgen für einen guten Sitz, wodurch sich die Gefahr von Auslaufen verringert.



Der Nässeindikator ist ein flüssigkeitsempfindlicher Streifen, der die Farbe ändert oder verblasst und dadurch anzeigt, wann das Produkt gewechselt werden muss.



Das Produkt ist latexfrei.

