



FLEX



Attends Flex sind ein Sortiment von saugfähigen Slips für starke Harn- und/oder Stuhlinkontinenz mit speziellen Saugkanälen für schnelle Flüssigkeitsaufnahme und Trockenheit, und einem flexiblen Hüftband für einen komfortablen Sitz.

Erhältliche Saugstärken:



Wiederverschließbares

Verschlussystem ermöglicht das Produkt zunächst zu befestigen, bis man es nach Bedarf anlegt.

Saugkern mit Superabsorber

und Aufnahmeschicht für Auslaufschutz, Trockenheit und Geruchsbindung.

Textilähnliche, atmungsaktive Außenseite

für mehr Luftzirkulation und Tragekomfort.

Nässeindikator zeigt an, wann das Produkt gewechselt werden muss.

Gut erkennbare Öffnung der Hüftgürtel ermöglicht eine einfache Handhabung des Produkts.*

Elastisches Bündchen an der Vorder- und Rückseite

(nur in Größe XL) ermöglicht einen sicheren Sitz und verhindert Auslaufen.

Auslaufbarrieren und Beinbündchen

für zusätzlichen Schutz und Tragekomfort.

Spezielle Saugkanäle für schnelle Flüssigkeitsaufnahme und Trockenheit.



Spezielle Saugkanäle für schnelle Trockenheit



Quick-Dry für schnelle Flüssigkeitsaufnahme und Trockenheit



Geruchsbindung schützt vor unangenehmen Gerüchen



100% atmungsaktiv für angenehmen Tragekomfort



Aktivzone extra Saugfähigkeit im Schrittbereich



Hautfreundlicher pH-Wert in der Aktivzone hilft die Haut zu schützen

Mehr Informationen auf www.attends.de

 Attends FLEX		Bauch-/ Hüftumfang in cm	Stückzahl Packung Karton	GTIN (7332152) Packung Karton	PZN (7332152) Packung Karton	Saugleistung nach MDS in g	Hilfsmittel- Positions-Nummer
Saugstärke	Größe						
8 	S	60-85	28 4 x 28	206713 206720	07140661 07141146	710	15.25.31.0006
	M	75-105	28 4 x 28	206775 206782	07141229 07141235	895	15.25.31.4009
	L	85-125	28 4 x 28	206836 206843	07141241 07141258	1098	15.25.31.8032
	XL	100-155	26 4 x 26	206898 206904	07141318 07141324	1132	15.25.31.8033
9 	S	60-85	26 4 x 26	206737 206744	07142016 07142022	876	15.25.31.3007
	M	75-105	26 4 x 26	206799 206805	07142039 07142045	1072	15.25.31.7009
	L	85-125	26 4 x 26	206850 206867	07142051 07142134	1162	15.25.31.8023
	XL	100-155	22 4 x 22	206911 206928	07142269 07142275	1494	15.25.31.8024
10 	S	60-85	22 4 x 22	206751 206768	07142281 07142298	1385	15.25.31.6002
	M	75-105	22 4 x 22	206812 206829	07142306 07142329	1574	15.25.31.7010
	L	85-125	24 3 x 24	214404 214411	07142335 11279241	1522	15.25.31.8025
	XL	100-155	20 4 x 20	206935 206942	07142358 07142364	1941	15.25.31.8026



Hautverträglichkeit
bestätigt von SGS
proderm GmbH, Institut für
dermatologische Forschung
und Prüfung. Getestet im
Auftrag von Attends

Zweischicht-Saugkern
besteht aus
superabsorbierenden
Polymeren (SAP) und
Flockenzellstoff plus
Aufnahmeschicht.

Rückseite
besteht aus
Polypropylen-Vlies
und einer weiteren
atmungsaktiven
Polypropylen-Schicht

**Hautnahe
Innenschicht**
Vlies

Latexfrei



Attends Healthcare AB
Järnväggsgatan 4
SE-57833 Aneby
Sweden



Bei Attends übernehmen wir Verantwortung für den
Einzelnen, für die Gesellschaft und für unsere Erde.



Für die Herstellung der Produkte
werden erneuerbare Energien ein-
gesetzt und zertifizierte Projekte zur
Emissionsreduzierung gefördert.



Die Produkte tragen das
anerkannte Nordic Swan
Ökolabel.



Die Verpackungen enthalten
mindestens 30% recycelten
Kunststoff.



Das Holz für unseren Zellstoff
stammt aus kontrolliert
nachhaltiger Forstwirtschaft.



Die Produkte sind
zertifiziert und damit streng
schadstoffgeprüft.