

Produktdatenblatt



INKONTINENZHOSEN

SENI SUPER



I. PRODUKTBESCHREIBUNG

Die atmungsaktive Inkontinenzhose für Menschen mit mittlerer bis schwerer Harn- und Stuhlinkontinenz. Zwei anatomisch geformte Saugkissen aus Zellstoff mit Superabsorber. Die spezielle EDS-Schicht sorgt für eine schnelle Verteilung und Aufnahme der Flüssigkeit in den Saugkern. Flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz. Elastische Tailleneinsätze vorne und hinten. Elastisches Garn im Schrittbereich schützt vor Flüssigkeitsauslaufen. Vier Klebeklettverschlüsse wiederverschließbar. Doppelter Nässeindikator in Form von gelben Streifen - die Anzeige ändert sich beim Kontakt mit Feuchtigkeit im Inneren des Produktes. Der Aufdruck verblasst und verschwimmt. Die gelben Streifen verändern ihre Farbe in Grün-Blau.

Atmungsaktive Außenschicht.

II. ROHSTOFFE

Zellulose, Superabsorber, atmungsaktive Außenschicht weiß mit blauem Aufdruck, hydrophil- hydrophobes Vlies, EDS-Verteilungsschicht weiß, hydrophobes Vlies, elastische Tailleneinsätze, elastisches Garn im Schrittbereich, Tinte, Klebeklettverschlüsse, Klebstoffe, natürlicher Grüntee- Extrakt.

III. ABMESSUNGEN

Größe	Gesamtlänge* [mm]	Länge des Saugkissens* [mm]		Gesamtbreite* [mm]	Breite des Saugkissens* [mm] (Vorderseite-Mitte- Rückseite)	Empfohlener Umfang [cm]
		oben	unten			
Extra Small	620	300	520	420	245-130-245	40-60
Small	690	370	580	520	250-150-250	55-80
Medium	800	400	690	640	260-160-260	75-110
Large	930	490	820	790	280-160-280	100-150
Extra Large	970	490	820	860	280-160-280	130-170

* Toleranz der Abmessungen: +/- 10 mm

IV. EIGENSCHAFTEN

Größe	Gewicht [g]	Absorptionsfähigkeit [g] (gemäß ISO 11948-1)	Retention [g] (nach NAFC)
Extra Small	51,4	1.400	400
Small	66,0	1.600	490
Medium	90,2	2.300	650
Large	103,8	2.600	700
Extra Large	106,7	2.600	700

V. WICHTIGSTE LOGISTIKDATEN

Größe	Artikelnummer	Menge Stück in Verpackung	Menge VE in Transportverpackung	Menge Karton auf Palette	Transportverpackung
Extra Small	SE-094-XS10-G01	10	12	24	Karton
Small	SE-094-SM10-G01	10	8	30	Karton
	SE-094-SM30-G01	30	4	24	Karton
Medium	SE-094-ME10-G01	10	12	15	Karton
	SE-094-ME30-G01	30	4	18	Karton
Large	SE-094-LA10-G01	10	5	36	Karton
	SE-094-LA30-G01	30	4	18	Karton
Extra Large	SE-094-XL10-G01	10	5	36	Karton
	SE-094-XL30-G01	30	4	18	Karton

Palette gesichert mit Stretch-Folie. Oben und Unten zusätzliche Folienschicht

VI. EMPFOHLENE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Es wird empfohlen, Inkontinenzhosen in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von 5 bis 35°C und Raumfeuchtigkeit ≤ 70 % in Originalverpackung gelagert werden. Die Packeinheiten müssen unberührt mit der Stretchfolie eingewickelt bleiben, um Staub oder sonstige Verschmutzung ggf. Fremdgeruch zu vermeiden.

VII. SONSTIGES

CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt, Klasse I.

Haltbarkeit: 60 Monate.

Erstellt von: Agnieszka Tarka
Technology Specialist

Freigegeben von: Magdalena Ćwiertnia
Leader of Product
Technology for Incontinence

Erstellungsdatum des Dokuments: 24. Juli 2024