



Artikelnummer 254115



Unterlage, ABENA Abri-Soft Superdry, 60x40cm

- ✓ Absorptionsfähige Flocken und SAP-Kern
- ✓ Weiche und glatte Vliesoberfläche
- ✓ Diamantprägung für schnelle Absorption
- ✓ Flüssigkeitssichere Rückseite und versiegelte Ränder für zusätzlichen Schutz



Produktbeschreibung

ABENA Abri-Soft Superdry ist eine schützende Einwegunterlage für z.B. Betten und Stühle und hilft dem Benutzer, sich in jeder Situation sicher und bequem zu fühlen. Die Unterlage ist hauptsächlich für unsterile Verfahren wie die Behandlung von Wunden oder die Entnahme von Blutproben bestimmt. Die Unterlage eignet sich aber auch hervorragend als Schutzunterlage bei Inkontinenzproblemen. Die Unterlage hat versiegelte Ränder, die einen optimalen Auslaufschutz gewährleisten, und ist mit einer Rautenprägung versehen, die für eine schnelle Absorption sorgt. Das Odor System minimiert unangenehme Gerüche. Die Oberfläche ist mit einem weichen Vliesstoff überzogen, der für den Benutzer einen hohen Komfort bietet. Die Unterlage schafft nicht nur ein Gefühl der Ruhe und Sicherheit für den Benutzer beim Sitzen oder Liegen, sondern trägt auch dazu bei, das Kontaminationsrisiko zu verringern und die Hygiene zu verbessern. ABENA Abri-Soft Superdry bietet leichte bis mittlere Absorptionsgrade in vielen Größen, so dass Sie mit Sicherheit die richtige Lösung für Ihren Bedarf finden werden. Auch mit Klappen oder Klebeband erhältlich. Beide Lösungen sind ideal für aktive oder unruhige Benutzer, da sie auf dem Bettlaken oder der Stuhloberfläche fixiert bleiben.



Produktspezifikationen

Produktbezeichnung	Unterlage
Marke	ABENA
Produktserie	Abri-Soft Superdry
Unterfarbe	Hellblau
Einmalige oder mehrfache Verwendung	Einmaliger Gebrauch
Material	PE, Flaum, Vliesstoff, SAP
Länge/Tiefe	60 cm
Breite	40 cm
Toleranz	+/- 5 cm
Saugstärke Rothwell	800 ml
Zertifizierungen	CE. FSC Mix. MD. Nordischer Schwan. UKCA. OEKO-TEX.
CE-Klasse	Klasse I
Produkt- oder Prüfnormen	ISO 11948-1
Richtlinien, Verordnungen und Gesetze	MDR (EU) 2017/745
PZN Packung	4972817
PZN Karton	4972823
Haltbarkeit	5 Jahre
Anweisungen zur Aufbewahrung	Trocken, bei Raumtemperatur und ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.
Anweisungen zum Entsorgen von Produkten	Kann mit dem normalen Hausmüll getrennt nach den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Bei Verdacht auf Kontamination muss das Produkt als klinischer Abfall entsorgt werden.

Anweisungen zum Entsorgen von Verpackungen

Kann recycelt oder verbrannt werden.

Anwendungshinweis

Die Unterlage muss mit der blauen Seite nach unten auf das Bett oder den Stuhl gelegt werden. Achten Sie darauf, dass die Unterlage vor dem Gebrauch vollständig geglättet wird.

Verpackungsinformationen

Einheit	Inhalt	Länge	Breite	Höhe	EAN
Kart	240 Stck	60.9 cm	40.9 cm	37.8 cm	5703538923913
pckg	60 Stck	32 cm	20 cm	35 cm	5703538923890
Stck	1 Stck				



Das Nordische Umweltzeichen bzw. der „Nordische Schwan“ ist ein offizielles skandinavisches Umweltzeichen. Produkte mit dem Nordischen Umweltzeichen erfüllen strenge Umweltvorschriften in Bezug auf Rohstoffproduktion, Verwendung, Dokumentation und Sicherheit.



FSC® (Forest Stewardship Council) ist eine internationale Nichtregierungsorganisation, die sich weltweit für die Förderung einer verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung einsetzt. FSC®-zertifizierte Produkte werden aus Rohstoffen aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern und verantwortungsvollen Quellen hergestellt. Die Rückverfolgbarkeit und Integrität des Labels wird durch strenge Kontrollmaßnahmen gewährleistet. Wenn Sie sich für FSC®-zertifizierte Produkte entscheiden, leisten Sie einen Beitrag zum Schutz von Wäldern sowie der Menschen und Tiere, die dort beheimatet sind. „FSC® Mix“ bedeutet, dass das Produkt aus einer Mischung aus FSC-zertifiziertem Holz und recycelten Materialien besteht. Weitere Informationen finden Sie unter www.fsc.org.



Produkte, die mit MD gekennzeichnet sind, gelten als Medizinprodukte.



Das CE-Zeichen garantiert, dass ein Produkt sicher im Gebrauch ist und allen Sicherheitsvorkehrungen entspricht. CE steht für „Conformité Européenne“ (Europäische Konformität) und ist hauptsächlich auf elektronischen Geräten, Sicherheitsausrüstung, Bauprodukten und medizinischen Produkten und Geräten zu finden.



OEKO-TEX, auch bekannt als „Textiles Vertrauen“, ist ein weltweit verwendetes Gesundheits- und Umweltlabel. Das Zertifikat stellt sicher, dass Textilien keine gesundheits- oder umweltschädlichen Substanzen enthalten.



Die UKCA-Kennzeichnung garantiert, dass ein Produkt sicher in der Anwendung ist und alle Sicherheitsvorkehrungen gemäß den Produktnormen und der Gesetzgebung des Vereinigten Königreichs erfüllt.



Ihre Garantie, dass unsere Produkte auf Inhaltsstoffe getestet wurden, die möglicherweise Hautreizungen verursachen können. Die Tests wurden von einem unabhängigen Labor durchgeführt.



Die Neutralisierung von Gerüchen ist ein entscheidender Faktor, um eine diskrete Anwendung sicherzustellen. Die Inkontinenzprodukte von ABENA zeichnen sich durch eine minimale Geruchsentwicklung aus.



Das Rautenmuster maximiert die Saugfähigkeit, indem es die Flüssigkeit über die Kanäle in der Unterlage verteilt.



Superabsorbierendes Polyacrylat ist ein Rohstoff, der durch die Bildung eines Gels große Mengen an Flüssigkeit aufnehmen und zurückhalten kann.



Das Produkt ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.



Das Produkt hat eine sehr weiche Oberfläche, um einen angenehmen Sitz zu gewährleisten.



Flüssigkeitsdichte Rückwand für zusätzlichen Auslaufschutz.

