



Kletthaltebänder Premium

- ✓ Sets bestehend aus:
einem extra breiten Kletthalteband mit zwei aufgenähten Klettschlaufen zur Aufnahme der gestanzten Ösen am oberem Teil des Beinbeutels.
- ✓ Beide Sets haben eine aufgenähte Lasche zur Fixierung des Beinbeutel Schlauches.
- ✓ Das zweite schmale Klettband gewährleistet einen sicheren Halt am unteren Teil der Beinbeutel.
- ✓ Rückseitig aufgebrachte Silikonstreifen für besonders guten Halt am Bein.
- ✓ Das elastische Material vermeidet bestmöglich eine Störung der Blutzirkulation am Ober- bzw. Unterschenkels.
- ✓ 70 cm langes Klettband individuell kürzbar.
- ✓ Fingerlasche zum einfachen Öffnen des Klettbandes.
- ✓ Das breite Premium-Klettband auch einzeln erhältlich, ohne schmales Klettband (Art.-Nr. 05/01/BKL/PRE/GHC)



HMN: 15.99.99.0008

Kletthalteband mit Klettschlaufen

Länge	Artikelnummer	PZN
70 cm	05/01/BKL/PRE/SET	09241099
70 cm	05/01/BKL/PRE/GHC	06906196

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: unsteril

60°

Nicht in den Trockner geben

Nicht bügeln

- ✓ Die Care Fix Premium-Sets eignen sich zur Aufnahme folgender Urinbeinbeutelssysteme: UB 1000, UB 750, UB 750F, UB 750US, UB 750UF, UB 500 und UB 500US.
- ✓ Das Premium-Set mit Knöpfen (Art.-Nr. 05/01/BKL/PRE/03) mit zusätzlich vier aufgenähten Knöpfen zur Aufnahme der gestanzten Ösen am oberem Teil des Beinbeutels.

Kletthalteband mit Knöpfen

Länge	Artikelnummer	PZN
70 cm	05/01/BKL/PRE/03	12357931

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: unsteril



HMN: 15.99.99.0008

Abbildungen können vom Original abweichen